


## ZIROCK 3D ML - ZIRCONIA MULTI STRATO



I dischi ZiROCK 3D ML hanno una colorazione progressiva a sfumare verso il terzo incisale, molto simile agli elementi dentali naturali.

L'area cervicale è caratterizzata da "DEEP COLOR": il colore risulta saturo e profondo; l'area dentinale è perfettamente calibrata in colorazione A-D.

La zona incisale invece, è realizzata con colorazione "LIFE LIKE" che ricrea la tonalità incisale del colore A-D di riferimento, altamente traslucente, molto simile al dente naturale.

La colorazione dei dischi ZiROCK 3D ML è stabile nel tempo e nelle cotture della ceramica, anche ad alta temperatura.

ZiROCK 3D ML è disponibile nei seguenti colori:

BLEACH, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D2, D3

ZiROCK 3D ML è disponibile nei seguenti formati:

H 14, 16, 18, 20, 22, 25 mm; diametro Ø98 con scalino.

